

แนะนำอุปกรณ์ช่วยถอดตาเทียม สำหรับผู้ถอดตาเทียมด้วยตนเองได้ค่อนข้างยาก

“ ด้วยอุปกรณ์ถอดคอนแทคเลนส์/ตัวจับคอนแทคเลนส์ ”

วิธีการถอดตาเทียมแบบปกติไม่ใช้อุปกรณ์

1



- กดที่เปลือกตาล่างเบาๆ ให้อกของเปลือกตาสอดเข้าไปใต้ตาเทียม

2



- ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ดันตาเทียมลงมา ตาเทียมก็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย

วิธีการถอดตาเทียมโดยอุปกรณ์

1


เปิดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้ง

2

หยิบอุปกรณ์แล้วใช้ด้านหัวบีบ บีบลงไปใต้ตาเทียม

3

เมื่อตัวบีบติดกับตาเทียมแล้ว ให้ดันขึ้นด้านบนเล็กน้อย กดเปลือกตาล่างเบาๆ แล้วดึงตาเทียมออกมา



098-984-7714
www.sirirajeyeprosthesis.com



SiOPC
Siriraj Ocular Prosthetic Center

อุปกรณ์ช่วยถอดตาเทียม ตัวจับคอนแทคเลนส์ สำหรับผู้ที่ถอดตาเทียมด้วยตนเองได้ค่อนข้างยาก

วิธีการถอดตาเทียมแบบปกติไม่ใช้อุปกรณ์

1. กดที่เปลือกตาล่างเบาๆ ให้อกของเปลือกตาสอดเข้าไปใต้ตาเทียม
2. ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ดันตาเทียมลงมา ตาเทียมก็จะหลุดออกมาได้โดยง่าย

วิธีการถอดตาเทียมโดยอุปกรณ์

1. เปิดเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างด้วยนิ้วชี้และนิ้วโป้ง
2. หยิบอุปกรณ์แล้วใช้ด้านหัวบีบ บีบลงไปใต้ตาเทียมเมื่อตัวบีบติดกับตาเทียมแล้ว ให้ดันขึ้นด้านบนเล็กน้อย
3. กดเปลือกตาล่างเบาๆ แล้วดึงตาเทียมออกมา